

Couleur
LABO

PRODUCT GUIDE

以「各色各样」的创意

研究美和健康



CORPORATE PROFILE

会社概要



- 公 司 名 Couleur-labo Co., Ltd
- C E O 中垣 浩二
- 成 立 时 间 2001年10月19日
- 主 要 经 营 美容健康・医疗器械的制造销售、OEM・ODM以及进出口、健康辅助产品・健康辅助食品のOEM・销售以及进出口、化妆品・医药部外品のOEM・销售・进出口

- 资 本 金 1,000万円
- 交 易 银 行 商工中金/ MUFJ bank/ Mizuho bank
- 总 公 司 地 址 3F/SPP GINZA BUILDING,
2-4-9,GINZA, CHUO-KU, TOKYO 1040061 JAPAN
TEL: +81(0)3-5550-7181 FAX: +81(0)3-5550-5051
- 售 后 及 修 理 中 心 2-12-1,kasuga,cyuo-ku,chiba-city,chiba,2600033 JAPAN
TEL: +81-(0)43-301-6664

创造高市场价值的产品

令人着迷的，不由自主想要拿在手上的精致而美丽的产品设计。可直观操作的简单的功能和编程设计。安全安心的保障。为了支持大家的「想要永远美丽」这一从过去到现在都不会改变的愿望，我们致力于提供可以「随时随地，不分年龄或性别」轻松进行的美容产品。犹如「随时置身于美容院」。我们将继续挑战自我，创造出想要随身携带的，能让人忍不住炫耀的，有话题性的产品。



以「各色各样」的创意 研究美和健康

COULEUR为法语的「颜色」、LABO为「研究」。我们使用的颜色是，以洞察，企划，开发为名的想象。我们的使命是为顾客提供多彩的创造。COULEUR LABO是，用「形形色色」的想象进行「美」和「健康」的研究的极具创意的公司。

以美和健康向全世界传递幸福

我们是实现「想要永远美丽的」的女性的愿望的综合美容研究公司、不止步于日本的经济，更追求在国际社会中活跃的女性们所想要的国际水准的美和健康。同时，我们致力于员工，社会环境从内向外散发美丽。

安全安心的保障

因为是每日使用的，直接接触肌肤的产品，所以我们使用纯天然，有机的成分，对制造过程无比讲究，致力于研发安全安心，对皮肤和身体的负担较少的产品。

RELAX & HEALTH CARE





Calm Me
calm me 温热 FemTech

FemTech 是？

解决女性生涯中所遇到的生理·怀孕·产后·更年期等问题的产品及服务，我们称之为 FemTech (フェムテック)。

3种人气美体项目 1台机器就可以实现



Hot stone

石墨烯发热
远红外线护理



艾灸

4个艾灸头
全身护理



药草包

用艾灸贴进行各个部
位的治愈护理

采用最高端的导热材质「石墨烯」


使用了导热速度为铜的十倍，诺贝尔奖授奖材质「石墨烯」。瞬间发热，20分钟温暖全身。




轻巧设计约
29g

石墨烯 ▶
(六角晶格结构)

发热时的样子



使用前



1分钟后

※搭载了防止温度过度上升的温度传感器。可以安心使用。

可以享受芬芳的艾灸贴

使用了3年陈艾，生姜，高丽人参，冬青，桉树油等严选成分。通过温热散发出高雅香气，想要放松时可以使用。



HERBALQ



暖粉
设定温度 / 40-42-45°C



丝绸白
设定温度 / 42-45-48°C

美容沙龙
&官方网站
贩卖



- 温热 3种强度
- 防过热保护
- 20分钟自动停止
- 电量液晶显示
- 磁吸式安装
- USB 充电

产品名称 calm me HERBALQ
型号 CL-OQ-4-WP(暖粉)
CL-OQ-4-SW(丝绸白)
尺寸 主机 / W约 58xD约 58xH约 20.5mm
充电仓(带外壳) / W约 64.6xD约 64.6xH约 153mm
重量 主机 / 约 29g
充电仓(带外壳) / 约 312g
电源 充电锂电池 (2000mAh/DC3.7V)
充电电压 DC5.0V / 2.0A(建议)
材质 主机·充电仓·外壳 / PC、不锈钢、革
配套内容 主机×4、充电仓、外壳、USB 充电线 (TYPE-C)、收纳袋、艾草贴×16、说明书 (带保修卡)
价格 27,500日元 (含税)


使用 HERBALQ 轻松获得温暖



在家办公的闲暇休息时间



家务中身体劳累时



睡前·醒后的温暖时刻



运动后的温和舒缓

AIRYST

「温暖 舒缓 调整」

以EMS技术做支持，温和地温暖肌肉。
温和舒缓，锻炼肌肉。一年四季都可以
使用的EMS产品就此诞生。




温热 x Neo-NMES 舒适呵护身体

使用加热功能温热

石墨烯温和温暖腹部和腰部

利用EMS 功能使肌肉运动

电刺激有效促进肌肉活动



采用功能性材质

采用了具备弹性，速干性，透气性的作为瑜伽服也在使用的轻便材质。

舒适的穿着体验

使用了柔软的电极，让肌肤倍感舒适。

Neo-NMES 是？

使用了低频按摩仪所使用的低频率和锻炼用EMS的中频率相结合。
1台Airyst就可实现肌肉的放松和锻炼。

寒性体质的改善

大概有 8 成的女性是寒性体质。寒性体质所引发的血液循环不畅是女性的天敌。使用 AIRYST 只需轻轻佩戴在腰部就可轻松解决体寒问题。关掉 EMS 功能，仅使用温热功能时在衣服外面也可以使用。也可针对夏天空调引发的体寒问题来使用。



温热的等级
可根据心情 3 等级调节

38°C 40°C 42°C

可锻炼 也可舒缓

强化比较令人在意的腹部和腰部的难减的脂肪。前后两种穿着方式 360 度锻炼肌肉。使用温热功能，将肌肉加温后使训练更有效果。模式和强度可自由选择，想要放松时以及想要训练时都可以使用。



简单的使用方式

厚度仅有 1.3mm。穿戴后也不显眼 随时随地都可以悄悄的使用。重量仅 130g 穿上后会让人忘却重量。




腰带部分可以水洗。为了成为每日使用的产品 在清洁上也十分讲究。



高能材质迅速发热

电极部分采用了导电性和导热性极高的高机能材质。石墨烯的导热速度为铜的十倍，可迅速发热。具有一定的抗菌性，被称之为奇迹的材质。因为不需要凝胶，所以无需购买消耗品就可以使用。



Calm Me
AIRYST



可水洗 无需凝胶

温热 3 强度 EMS 9 强度 4 种模式

产品名称 Calm Me AIRYST
型号 CL-OB409
尺寸 W 约 960×D 约 20×H 约 115mm
重量 约 130g
电源 锂离子充电电池 (2000mAh/DC3.7V)
充电电压 5V---2A(推荐)
材质 主机 / PC、ABS
腰带 / 尼龙、聚氨酯、石墨烯、ABS
配套内容 主机、腰带、延长带、USB 数据线 (type C)、说明书 (带保修卡)
价格 19,800 日元 (含税)

BODYCARE



IPL 光美容是？

IPL是Intense Pulsed Light的简称。具有对黑色素反应的特质，利用这种性质进行的美容称为IPL光美容。能对黑色的毛发充分反应进行脱毛。是一种疼痛和刺激较弱的安心的技术。

	DR.ELLEMIS NUDE	DR.ELLEMIS ZERO	DR.ELLEMIS ZERO TRINITY
			
接触传感器	◎	◎	◎
肤色调整	×	◎	◎
显示屏显示	×	◎	×
连续照射功能	◎	◎	◎
冷却	×	×	◎
光子嫩肤	×	◎	◎
照射次数	约 50 万次	最大约 120 万次	约 50 万次
最大焦耳数	13J	13J(Black/15J)	18.5J
强度调节	3 种强度	5 种强度	6 种强度
出光速度	最快 0.7 秒	最快 0.3 秒	最快 0.6 秒
主机重量	约 225g	约 250g	约 342g
附属头	×	面部 / 身体用	3 种滤光片
使用部位	面部 / 身体 / VIO	面部 / 身体 / 比基尼部位	面部 / 身体 / VIO
贩卖价格	19,800日元(含税)	54,780日元(含税) Black/56,980日元(含税)	63,800日元(含税)
	后颈部，背部也可以简单进行操作。对功能进行了简化，性价比也很高，适合初次进行脱毛的人。	最快间隔0.3秒出光，脱毛丝滑无阻。增加了美肌波长，实现滋润富有弹力的肌肤。	3种滤光片能进行美肌，脱毛，胶原蛋白生成的3种护理。搭配有蓝宝石冷却功能可以减轻疼痛。外形流畅方便手持使用。



DR. ELLEMIS

DR. ELLEMIS 光美容仪器

ZERO



- 强度 5等级
- 两种附属头
- 最快 0.3秒出光
- 自动根据肤色调整
- 无需停顿
- 最大 120万发
- 连续照射

产 品 名 DR ELLEMIS ZERO
 型 号 CL-BE905
 尺 寸 约 W67x 约 D43x 约 H163mm
 重 量 约 250g
 电 压 AC100V-240V
 电 率 50/60Hz
 电 流 1.3-0.55A
 材 质 ABS、PC
 配 套 内 容 主机(带充电器)、面部用附属头、身体/比基尼部位用附属头、专用墨镜、电源线、肤色卡、说明书(带保修卡)
 价 格 54,780日元(含税)

如同轻抚般的光美容【最快 0.3 秒无停顿出光】

使用独家技术, 实现了能跟美容院仪器相匹敌的出光强度和照射速度。如同轻抚般移动机器即可实现脱毛。



※1 使毛发不明显
 ※2 自社调查(双腿、手臂、腋下使用 Body 模式的强度 1, 比基尼部位使用 Bikini 模式的强度 1 所使用的平均时间)



使用独家的 DWCF 附属头去掉对肌肤产生负担的波长!

使用了独家的 DWCF (damage controller filter) 加工, 减去了紫外线等对肌肤表面产生负担的波长。使用特殊的波长温和有效的对肌肤进行护理。

※图片仅供参考。

ZERO BLACK



- 强度 5等级
- 两种附属头
- 最快 0.3秒出光
- 自动根据肤色调整
- 无需停顿
- 最大 120万发
- 连续照射

产 品 名 DR ELLEMIS BLACK
 型 号 CL-BE905B
 尺 寸 W 约 67xD 约 43xH 约 163mm
 重 量 约 250g
 电 压 AC100V-240V
 电 率 50/60Hz
 电 流 1.3-0.55A
 材 质 ABS、PC
 配 套 内 容 主机(带充电器)、面部附属头、身体/比基尼部位用附属头、专用墨镜、电源线、肤色卡、冷敷包、说明书(带保修卡)
 价 格 56,980日元(含税)

在家实现专业美容【光传递技术】



最新技术的高敏感度传感器, 每一发都能进行肤色的确认。根据皮肤的颜色选择最适合的强度。



两种附属头【最大 120 万发】



面部 / 比基尼部位用附属头

body/bikini 模式最大 60 万发 ※1



面部用附属头

face 模式最大 60 万发

采用了针对毛发的特殊波长的身体/比基尼部位用附属头, 和采用了美肌波长的面部用附属头实现脱毛和美肌的两种护理。

※1 Body 模式时最多可使用 30 万次

第一次的光美容

用低价格可以买到跟过去的脱毛仪器同性能的产品。



NUDE

强度 3等级	VIO 对应	仅 225g
最快 0.7秒 打光	最大 50万发	


产 品 名 DR.ELLEMISS NUDE
型 号 CL-BE920
尺 寸 W约38×D约56×H约202mm
重 量 约225g
电 压 AC100V-240V
频 率 50/60Hz
材 质 ABS、PC
价 格 19,800日元(含税)

配套内容
主机(带适配器)、专用墨镜、电源线、肤色卡、
说明书(含保修卡)



可以轻松够到后背的长条形

不能自己操作的话在家护理就没有意义。全长202mm 单手轻松操作的长条状,即使是第一次使用 NUDE 也能轻松掌握。后背,后颈,VIO,自己护理时很难达到的部位也能轻松进行护理。



所期待的VIO部位也可使用*

为了能让在沙龙进行护理有抵触感的人也能轻松使用,配合了VIO脱毛功能。可以在自己喜欢的时间喜欢的场所按照自己的节奏进行护理。

※【soft】强度时可以使用

大容量
约50万发
彻底护理

1次全身护理
约20日元
超高性价比



跟手机相同的重量 轻便易操作

DR ELLEMISS NUDE只有225g,差不多跟一般的智能手机同样的重量。解决"想要进行全身护理但又怕手会很累..."的烦恼,在轻便性上也别有讲究。

3 STEP 简单操作

操作简便但功能全面。不只是强度的选择,单次打光和连续打光的切换也很简便。

① 接入电源

② 选择强度(短按)

I soft	面部 / VIO
II normal	身体
III hard	

③ 选择打光方式(长按)

Ⓜ 单次打光 / 连续打光



DR.ELLEMISS Zero Trinity


引发家用光美容革命的Trinity(三位一体)

家用蓝宝石冷却美容仪的首次可更换滤光片式。用划时代的科技实现所有的需求。

※ 自社调查




双重防止受损




最大出光强度6级

约0.8秒对肤色进行检测从而进行自动打光的肤色传感器，和接入电源后瞬间冷却的蓝宝石冷却相结合，敏感的部位和高能量的出光也不会感觉到热和疼痛，轻松进行护理。在自己的家里也能感受到跟美容沙龙同等级的效果。

过去的产品 (无冷却)





Trinity (蓝宝石冷却)



用蓝宝石冷却进行零距离照射

蓝宝石的光的通透率非常高，可以防止光的扩散，让光更有效的传递到脱毛部位。而且，因为热传导性也极高，可以让热迅速扩散，进行瞬间冷却。



※图片仅供参考

如今的光美容仪器能如此先进我感到非常吃惊。

根据肤色改变出光非常重要，肤色传感器能很好的发挥作用这一点非常好。还搭配了接触传感器，使用也更加安心。使用方法也非常简单，初次使用的人也能很容易的使用，推荐给非常忙碌无法外出进行脱毛的人。




医学博士 (北里大学)
铃木 龙介

日本首次配合各种用途来选择滤光片进行照射

※ 自社调查

去除了紫外线等对肌肤表面造成伤害的波长。可交换式的滤光片实现了美容仪的3合1。脸部·身体·VIO 均可使用。



脸部 / VIO 脱毛 & 护肤护理



身体脱毛护理



面部 / VIO 脱毛 & 护肤护理

EPI F
510~1200nm

针对面部。脱毛的同时可以对暗沉，细纹，痘痘等肌肤烦恼进行改善。

EPI B
630~1200nm

针对身体。采用了对黑色素进行反应的波长，能精确进行脱毛。

PHOTO
690~1200nm


针对敏感部位。脱毛的同时促进胶原蛋白的生成，使皮肤富有弹力。



高水平的专利技术

获取专利的双出风口控制温度的上升。保持如同冰敷的 4.4°C，温度稳定可以长时间进行护理。防止过热带来的问题，能更加舒心的使用。

SEL 连续打光脱毛 Smooth Energy Light



冷却 & 强光可持续进行照射

高强度的打光集中连续输出，采用了独有的能高效进行脱毛处理的方式。因为是冷却性能较高的产品，才能长时间进行高能量护理。无停顿，无需等待，5分钟就可以进行全身脱毛。

※ 全身约500次打光 X 0.6秒来计算。

以前的光美容



照射后需要用凝胶等冷却

出光较弱 需要在护理部分来回照射

大容量 50万次照射

一发仅需 0.13 日元，全身护理也仅需 65 日元。自己在家进行护理，无需高额的美容费也不用支付交通费。

※ 全身500发 X 0.13日元计算

搭载安心的接触传感器

搭载了出光口没有紧密贴合皮肤的时候不能进行打光的接触传感器。可以防止小孩子的误操作。

产品名 DR.ELLEMISS Zero Trinity
型号 CL-BE940
尺寸 W 约 204xD 约 100xH 约 45mm
重量 约 342g
电压 AC100-240V
频率 50/60Hz
充电电流 1.5-0.55A
材质 主机 / 滤光片盒 (ABS、PC)、专用墨镜 (PC)
配套内容 主机 (EPI B 滤光片 + 充电器)、专用墨镜、电源线、滤光片盒 (内含 EPI F/PHOTO 滤光片)、肤色检测卡、说明书 (含保修卡)
价格 63,800日元 (含税)

Zero Trinity

沙龙专供



3种
滤光片

根据肤色
自动调整

VIO
对应

冷却
功能

最快
0.5秒
打光

最大
50万发

强度
6级调整


WELLSPO RERAKUVY

9个电极 温和舒缓



追求美丽颈部姿势

人的头部大概有4~6公斤重，仅仅是向前倾也会给颈部造成很大负担。低头时更是会给颈部增添负担。头部向前倾15度，就会产生12Kg的力。持续给颈部增添压力的话，头部就会偏离身体的中心，引发驼背，圆肩等问题。



**RERAKUVY 通过振动和温热护理颈部，
用EMS 锻炼颈部改善体态。**


仅用1台实现"温热振动调节肌肉&EMS锻炼"



+



→




9个独立的电极实现多种动作

RERAKUVY的9个电极根据各个模式振动方式也不同。振动的强度也可以根据喜好进行4等级调节。



柔和舒缓的温热功能

9个电极都可发热仅使用1分钟就可以大面积加热



3等级温度调节

温热强度 1

35°C~39°C

温热强度 2

37°C~43°C

温热强度 3

39°C~45°C

RERAKUVY的温热有3个强度。也可以关闭温热功能仅使用EMS。因此一年四季都可以舒心使用。



RERAKUVY

振动强度
4等级

温热强度
3等级

EMS强度
6等级

LED强度
4等级

4种
模式

语音
指南


产 品 名 RERAKUVY
号 CL-RV-112
类 家用EMS 机器
尺 寸 W约132×D约154×H约89mm
重 量 约170g
电 压 AC100-240V
频 率 50/60Hz
材 质 ABS、硅胶、不锈钢
价 格 26,400日元(含税)

配套内容
主机,充电线,适配器,充电口保护盖(3个),
说明书(含保修卡)

独创的波形可广泛深入抵达护理部位




RERAKUVY采用了两种不同的波形相结合,减轻EMS特有的刺痛感,能够护理到难以抵达的深层肌肉。



根据心情选择4种模式


1. TRAINING 模式



电极一个接一个震动 对肌肉进行刺激的同时强化肌肉。



2. REFLATION 模式



每次震动的时间较长 可以深入作用到肌肉。




3. TAPPING 模式



再现美容院的指压按摩。



4. MULCH 模式



通过有节奏的震动进行综合的护理。第一次开机时默认为此模式。



别有讲究的轻便设计



主机重量
大概170g

大概为一本书的重量

无论是肩酸还是关节痛都能舒适按摩。
累计发售400万台以上的人气低周波治疗仪。



通过 2 种模式揉捏放松肌肉

为了能更有效护理，20分钟内指捏模式和轻揉模式自动切换。既能享受到肌肉被一点点放松的舒适，又能体会到肌肉被有力揉捏的乐趣。强度也有15个等级可供选择，根据部位变换强度体验最佳的体感。

1次20分钟

自动2种模式

强度可选择

15等级




TENS (低频治疗) 为


将低频的微弱电流作用到患处，直接对肌肉进行按摩从而作用到引发痛觉的神经，缓和疲劳和酸痛。是在医疗界常用的疗法。



治疗的原理




肌肉由于疲劳和血液循环不畅而变硬



肌肉收缩

按摩僵硬的肌肉缓和神经末梢的损伤



缓和疼痛和僵硬

轻轻一贴就可以按摩

仅是贴上就可以实现 70Hz 的低频按摩。从脖子到脚底，在意的部位随时随地可以护理。



有疼痛的患部



使用者的心声

工作中也可以使用! (职业: 海鲜店)

在鱼市每天一早就要活动，在工作的闲暇之时会使用。无线款拿出来之后就可以立马使用这点非常喜欢。




总之体感非常好!

我是在每天的散步后使用。在感到痛的地方贴上按一下就能简单操作，因此也能坚持下来。使用 DR.PAD 已经成为了我的每日必做。



DR.PAD TENS



产 品 名 DR.PAD TENS
 型 号 CL-DR-909
 类 别 家用低频治疗仪 (JMDN:70986000)
 尺 寸 W约112×D约72×H约10mm
 重 量 约10g(不含锂电池、凝胶)
 频 率 70Hz
 电 压 DC 3V
 价 格 2个装 / 7,150日元 (含税)、1个装 / 3,960日元 (含税)
 医疗器械认证号 226AKBZX00135000

改善了从前的低频治疗仪的缺点



无法走动 × 乱七八糟 × 麻烦 ×



DR.PAD TENS的厚度仅为1mm。重量也仅有10日元硬币的程度。用在衣服下面完全不会引人注目，无需电源线随时随地想用就用。

获得多个各国的设计奖



reddot 设计奖



IDEA 设计奖



iF 设计奖



SLIMPAD

EMS PAD 系列

CORE




产品名称 SLIMPAD CORE
 型号 CL-EP-307
 尺寸 W约232 x D约202 x H约17mm
 重量 约111g
 电压 AC100-240V
 频率 50/60Hz
 材质 主机 / ABS、硅胶、PET(导电银浆)
 配套产品 主机(遥控器、硅胶PAD)×1、凝胶2片×2、存放纸板×1、
 USB数据线×1、电源适配器×1、说明书(含保修卡)
 价格 15,180日元(含税)

再现美容院按摩的多种刺激


20分钟的程序内设置了12种刺激方式防止肌肉对EMS的刺激产生疲劳。但是不止锻炼,也包含了紧致等使紧绷的肌肉变柔软的瘦身沙龙的程序。

12种刺激方式



独自开发的波形直达深部肌肉

以中频的波形为主,加入了低频波形的独创波形,对只有低频波形才能作用到的深层肌肉也能实现刺激。打造展现女性美的核心肌群。



考究的设计

POINT 01

充电式

充满电后反复使用,使用感极佳!

POINT 02

大电极

跟我司之前的产品相比,电极的面积增大了62%!

POINT 03

立体设计

钻石切割纹路能很容易跟身体贴合 有效传达刺激

FIT



产品名称 SLIMPAD FIT
 型号 CL-EP-306
 尺寸 W约242×D约76×H约17mm
 重量 约55g
 电压 AC100-240V
 频率 50/60Hz
 材质 主机/ABS、硅胶、PET(导电银浆)
 配套产品 主机(遥控器、硅胶PAD)×1、凝胶2片装×1、存放用纸板×1、USB数据线×1、电源适配器×1、说明书(含保修卡)
 价格 13,200日元(含税)

集中打造理想身材

用24cm长的PAD全面包裹手腕和腿等部位。全力支持每个部位的肌肉运动。



使用部位

手腕

小腿肚

大腿

臀部


SIX



产品名称 SLIMPAD SIX
 型号 CL-EP-800
 尺寸 W约163×D约554×H约12mm
 重量 约148g
 电压 AC100-240V
 频率 50/60Hz
 材质 主机/ABS、硅胶、PET(导电银浆)
 配套产品 主机×1、凝胶2片装×3、存放用纸板×2、USB数据线×1、电源适配器×1、说明书(含保修卡)
 价格 23,980日元(含税)



健身(不使用SLIMPAD)的比较



验证：城西国际大学 福祉综合学部理学疗法学科
 ※肌肉增强运动(仰卧起坐+深蹲)各做30次和在腰部使用SLIMPAD 20分钟以及在臀部使用SLIMPAD 10分钟前后的腰大肌的横截面积以及臀大肌的肌肉厚度相比较的结果。

运动强度的认证

不使用SLIMPAD做30次仰卧起坐和在腹肌上使用20分钟SLIMPAD。对肌肉的收缩程度(肌肉的横截面面积以及肌肉厚度)进行比较。结果表明使用SLIMPAD SIX能产生跟一般的肌肉锻炼同样的效果甚至高于一般的肌肉锻炼。轻薄无线可以在工作或者家务时使用,不用在意时间轻松进行身体塑形。

使用部位

腰部

臀部

侧腰

肚子

模式 A (ALL MODE)

全部6个电极



作用于整体。推荐进行腰部整体护理的人使用。

模式 B (CENTRAL MODE)


全部4个电极



作用于腰部、臀部的中间部位。推荐想护理腰部中间部位和臀部中间部位的人使用。

模式 C (SIDE MODE)

全部2个电极



针对侧腰部。能收紧侧腰紧致身材。



每天的健康习惯 足部护理

针对对足部的肌肉衰弱感到烦恼的人。
只是坐着将脚部放上去就可以轻松使用。

Calfoot



产品名称 Calfoot
型号 CL-CCF10
尺寸 W约328 × D约312 × H约19mm
重量 约128g(含主机)
电压 5.0V
材质 PAD / 布、PU、导电硅胶、聚酯纤维、PVC
主机 / PC、ABS
配套内容 PAD、主机、遥控器、电源适配器、USB 数据线、
收纳袋、说明书(含保修卡)
价格 19,800日元(含税)

致力于使用的方便性



PAD 使用了无需凝胶的柔软的导电硅胶材质。柔软轻薄坐在沙发上也可以使用。



有专用的收纳袋携带方便。外出时也可以轻松使用。内侧有防止遥控器丢失的收纳小包。为了能长时间舒心使用,PAD采用了手感良好的牛津布材质。

护理足底 小腿肚



推荐使用TRAINING模式。可以锻炼足底,小腿肚和小腿前侧。

实现在家「行走」锻炼的EMS足垫



「行走」的专家监督

马拉松冠军
千叶真子

行走距离突破绕地球3周半,深知下半身的肌肉的重要性,因此开发了无论是谁在家坐着就可以进行肌肉训练和护理的Calfoot。可以装入收纳袋的轻便以及柔软的材质使得放在沙发上坐着也可以使用。极具现代风格的设计能很好的融入家里的设计风格,很难看出是运动器械。功能的话,搭载了从热身到放松的一系列程序。



TRAINING MODE

20 STEP

进行从热身,锻炼,到放松的一连贯的锻炼。



STRETCH MODE


14 STEP

可享受宛如在美容院按摩一般的舒适的刺激。



强度 15 等级调整


不管是初次使用 EMS 的人还是专业的运动员, 都可以根据自己的需要调节强度使用。



使用低·中·高频 EMS

使用 3 种频率带发挥各频率带的特长, 能作用于全部的肌肉。

SLIMPAD *Legness*





温热功能

使用中足部露在外面很容易感到冷。使用温热功能，温暖整个足部，减轻不适感，使每天的使用更加舒心。在寒冷的天气里尤其适合使用。

2种模式	最大负荷 100kg	15分钟自动	强度 15等级	3种倾斜模式	无线	温控加热	日本产
------	---------------	--------	------------	--------	----	------	-----

※仅「FOOT」「LEG」模式

产品名称 SLIMPAD LEGNESS
 型号 CL-HB-550
 尺寸 W约316×D约360×H约51mm
 重量 约1.4kg(含遥控器)
 电压和频率 AC100-240V, 50/60Hz
 材质 ABS+PC、POM、硅胶、导电硅胶
 配套内容 主机、电源适配器、遥控器、USB数据线、说明书(含保修卡)
 价格 44,000日元(含税)



3种倾斜方式体会不同的肌肉收缩感

足部的肌肉是维持健康的重要的肌肉

利用肌肉的收缩来跑步，能更有效地锻炼到足部的肌肉。

美国国家运动医学院认定 运动强化专家
专业跑步教练 白方健一



坐姿 **伸展倾斜**
(适合初次使用)

刺激较为温和适合没有运动习惯的人。



坐姿 **收缩倾斜**
(适合多次使用的人)

让小腿肚和足底的肌肉收缩，增加载荷。



站立 **核心训练**
(全身平衡)

在平衡的状态下刺激肌肉，利用自身的重量锻炼核心。

利用EMS和倾斜更有效锻炼肌肉！

多样的波形×多种的刺激×倾斜的组合有效锻炼肌肉。坐着办公时也能轻松使用消除腿部水肿。






仅仅是站上去就能进行全身运动的小型抖抖机

1分钟大概振动800次以上通过使全身的肌肉和脂肪晃动来实现运动

站上去就能锻炼全身

仅仅是站上去就能刺激全身的肌肉和脂肪,通过晃动锻炼核心。仅仅站上去就可以了因此运动新手也能安心使用。



强度 100等级	3种 模式
1分钟 振动 800次	遥控器 操控
	负载 100kg

产品名称 buruburu BEAUTE
型号 CL-BB-100
尺寸 W约430×D约290×H约130mm
重量 约7.4 kg
电压 100V
频率 50/60Hz
材质 主机/ABS、PVC、橡胶(专用静音垫/TPE)
价格 29,480日元(含税)

配套内容
主机、电源线、遥控器、拉绳
×2、静音垫、CR2025 锂电池
(试用装)、说明书(含保修卡)

全身的肌肉厚度UP 核心肌群活动量上升

平均增减


体重 **-2.7kg** 体脂 **-4.3%**

臀部 -2.9cm	双臂 -2.6cm
大腿 -3.7cm	腰围 -12.7cm

验证：2019.2.15 ~ 2019.3.15 N=5


日本最轻级别的小巧尺寸

彻底改善了过去的振动仪器过大的问题。尺寸减少到了60%。女性也能轻松的移动。



美容院监修的程序

GARND INO 的理事，美容师谷惠美子监修，开发了能有效将振动传递给身体的程序。



摇晃刺激多余的肉肉

活动支撑身体的核心肌群

特殊模式

短时间内变换摇动的方向和强弱进行高强度刺激

搭载了 MANUAL 模式, 可以进行从 1 到 100 的强度调整。不管是初学者还是专业人士都能进行使用。




家装 × 运动

站上去10分钟就可以进行强化核心。
小巧 & 静音设计简单实用。

不亚于大型机器的强动力!

每分钟振动850次以上! 尽管小巧但性能绝不亚于大型机器。



Full Full Body




强度 100等级 3种模式 1分钟振动 850次 遥控器操控 负载 100kg

产品名称 Full Full Body
型号 CL-FFB1
尺寸 W约430 × D约290 × H约130mm
重量 约7.4 kg
电压 AC100V-240V
频率 50/60Hz
材质 主机 / ABS、PVC、橡胶
配套内容 主机、电源线、遥控器、拉绳 × 2、静音垫、CR2025 锂电池 (试用装)、说明书 (含保修卡)
价格 19,800日元 (含税)

为了能每天持续使用 致力于使用的方便性

橡胶的部分采用了多面体切割。不管是站上去使用还是坐上去使用都能贴合使用部位。外观设计放在家里也不会有任何违和感。海军蓝色不论男女都可使用。

多面体立体构造贴合度 UP



轻松搬运到喜欢的地方来锻炼




静音设计 在公寓也能安心使用



使用 Full Full Body 时的音量跟日常生活音 (60dB 以下) 相同, 聊着天, 看着电视也能使用。附赠了静音垫, 能更加安心的使用。

附带拉绳 上半身也能锻炼

在振动中的不安定的状态下维持姿势进行运动, 能提高运动的强度。



Hybrid Core

EMS×振动 新感觉运动

振动经由核心传递到全身。更能通过 EMS 重点锻炼足底以及小腿肚。



通过双重刺激提高运动的效率

将运动分为两类的话，一类是跑步骑车等使用氧气让肌肉收缩的「有氧运动」、另一种是短跑，健身等肌肉进行短时间高负荷运动的「无氧运动」。有氧运动可以促进脂肪燃烧，无氧运动可以促进糖分的消耗。Hybrid Core 兼具震动和 EMS 功能，能体验两种功能相辅相成的效果。

振動

有氧运动



通过踩踏的力量强化体感

EMS

无氧运动



通过 EMS 刺激下半身的肌肉

元日本跳床运动员
广田遥监督修



用抖抖机再现了需要全身平衡性的跳床运动。锻炼身体的核心对专业运动员也很困难。为了让一般人在自己家里也能轻松愉快的进行锻炼开发了此款产品。

再现了蹦床运动的独家程序

蹦床需要全身的肌肉活动，能有效运动全身。特别是对下半身的刺激较高，翘臀和紧致腿部的减肥效果也值得期待。Hybrid Core 是通过蹦床的原理为不擅长运动的人以及老年人而开发的。

锻炼「轴心」

通过保持核心稳定来维持平衡

锻炼「底盘」

肌肉的70%都集中在下半身，锻炼下半身来强化底盘。



跳床运动的优点

美化姿势

调节平衡

匀称身材

有氧运动

锻炼核心

强化下半身肌肉

最大
每分钟 850 次

3D WAVE
立体振动

呼吸代谢量的变化

呼吸代谢量

(大概消耗的卡路里)

约 258%
UP!

安静时和使用本产品时的呼吸代谢量

用微曲膝盖的姿势所测定的结果。不只是下肢的肌肉腹部肌肉厚度也增加了。

※有个体差别

每10分钟 9.9kcal → 25.7kcal / n=6 / 根据 Unitika Garment 的调查

EMS 采用了低·中·高频

下半身集中了70%的肌肉，有表层肌肉到深层肌肉的各种肌肉。因此，使用3种频率的波形发挥各频率带的特长，能实现对肌肉多样的刺激。

高频

10kHz

疼痛较少
直达深层肌肉

中频

1000Hz

中等范围
作用到中层肌肉

低频

1~100Hz

大范围的肌肉收缩
大范围活动


有讲究的3种模式

搭载了能发挥 EMS 和振动的最大效果的3种模式。

A. RELAX MODE

振动 + EMS


平稳的振动和EMS舒适地作用到身体的模式。



B. TRAINING MODE

振动 + EMS


通过强弱张弛有度的负荷实现运动。推荐给想要强化核心肌群的人。



C. EXERCISE MODE

振动 (强弱会变化)

通过有节奏的振动实现多样的刺激。



Hybrid Core



负载
100kg

振动强度
100等级

EMS强度
25等级

3种
模式

显示
卡路里

产 品 名	Hybrid Core
型 号	HC-BB30
尺 寸	W约510 × D约320 × H约140mm
重 量	约8.5kg
电 压	100V
频 率	50/60Hz
材 质	主机 / ABS、PMMA、导电硅胶、橡胶
配 套 内 容	主机、电源线、遥控器、拉绳 x2、静音垫、CR2025 锂电池 (试用装)、说明书 (含保修卡)
价 格	44,800日元 (含税)

FACE CARE





mature
ZOGANKIN



产品名称 ZOGANKIN Mature
型号 CL-ZM-100
尺寸 【主机】约 W18.4×D175.9×H35.9mm
【绑带】约 W80×D210×H3.5mm
重量 约 130g(仅主机)
材质 【主机】ABS、不锈钢、硅胶
【绑带】丁苯橡胶、尼龙
配套内容 主机、绑带(L/R)、充电线、说明书(带保修卡)
价格 19,800日元(含税)

以「造颜肌」的理念提拉整个面部

脸部的代表性的烦恼法令纹和下垂,主要是由于表情肌和颞肌僵硬引发的。本产品主要是通过EMS刺激重点部位来实现护理。



肌肉僵硬和不高兴的表情

脸部肌肉僵硬的话,所做的表情就会减少,面部肌肉被使用到的机会也会减少。表情肌僵硬的话,会给人一种总是不开心的印象。


2种模式 6个电极发挥最大效果

说起脸部护理,大家想到的可能是按摩或者刮痧,但是自己坚持下来很难,也需要技巧。本产品仅是佩戴在脸上就能实现护理。6个电极的位置也是经过反复考量后开发的。



验证证实到的结果


在NORMAL MODE使用10分钟测试前后的肌肉厚度。能看出通过电刺激能有效进行护理。



验证: N=6女性 2022年5月24日


NORMAL MODE

作用到深层肌肉充分进行刺激



NIGHT MODE

如同波浪般温和的刺激



搭载了通过多种的刺激来使肌肉充分活动的NORMAL MODE,和轻柔缓和的NIGHT MODE。可以根据心情选择想要的模式来使用。

DR.ELLEMIS

美颜仪 · 面部护理

FIRST




产 品 名 DR.ELLEMIS FIRST
 型 号 CL-BE-1
 尺 寸 W约21.5 × D约19.5 × H约135mm
 重 量 约34g
 电 源 AC100V-240V 50/60Hz
 材 质 主机 / ABS、PC、PCTG、不锈钢
 配 套 产 品 主机、盖子、电源适配器、充电数据线、
 收纳包、说明书(含保修卡)
 价 格 32,780日元(含税)



对皱纹 · 下垂 · 暗沉直接双重作用

对于剥离粘连的筋膜的也有效果



EMS (电刺激锻炼)

支撑面部皮肤的肌肉会对面部的老化有重要影响。first会通过EMS使肌肉收缩锻炼肌肉，制造出跟运动时相同的状态，从而锻炼衰弱的肌肉。

RF (高频波温热)

高频波(RF)温热美容方式。温和身体内部，和缓僵硬的肌肉，使代谢物排出体外。

口罩社会所带来的烦恼

眼部的印象非常重要



带着口罩的话会减少做表情的机会，表情肌会逐渐衰弱…。脸颊下垂的话，会产生让人在意的法令纹。为了摘下口罩时也能自信露出脸部一起来好好进行护理吧！

你有这样的烦恼吗？

- 眼部·嘴角有很深的皱纹
- 眼部疲劳
- 脸部看上去下垂
- 黑眼圈·暗沉
- 眼袋变深
- 最近看上去很显老




头部约1cm

没有办法好好护理到的眼周的细小部位也能进行使用。针对重点部位使用最小的能量有效活动肌肉。



仅用一个按键就能进行简单操作。强度等级为3等级，可通过LED确认。每隔1分钟就会震动一次从而使用时间。

使用方法



1. 清洁肌肤后贴上 BC LUNA SHEET。(另售)
2. 在SHEET上每隔3秒移动一下美眼仪。(从眼头到眼尾)
3. 每个部位最大进行3分钟护理，摘下SHEET将剩下的美容液涂抹均匀。使用日常所使用的的护肤品进行护肤。



POINT

可以沿着嘴角的法令纹进行使用。鼻周→嘴角每隔3秒移动一次。

※每个部位最多使用3分钟。



Mg LUNA PATCH

产 品 名 DR ELLEMISS Mg LUNA PATCH
 型 号 CL-BE-MG4
 尺 寸 W约56.6×
 D约0.07×H约26.7mm
 重 量 约1g
 材 质 镁合金、亲水性胶体
 容 量 1盒8片(4次装)
 价 格 7,700日元(含税)



尖端0.23mm 318根微针进行集中护理

贴在自己在意的部位,就能在皮肤上生成美容液输送的通道,从而进行保湿。极细的针尖可进行无痛贴合,减轻长时间对皮肤产生的负担。




BC LUNA SHEET

产 品 名 BC LUNA SHEET
 型 号 CL-BE-BC30
 尺 寸 W约104×D约104×H约48mm
 材 质 生物纤维素
 容 量 60张(30次装)
 价 格 6,600日元(含税)




100% 国产 人体干细胞培养液

因为含有成长因子,所以能使肌肤的细胞活性化促进再生,从根本上进行护肤。改善细纹和暗沉等肌肤烦恼。



使用方法




1. 清洁肌肤后贴上 Mg LUNA PATCH。
2. 在 Mg LUNA PATCH 上贴上 BC LUNA SHEET。
3. 放置30分钟撕掉 PATCH 和 SHEET,轻柔按摩吸收剩余在肌肤上的美容液。之后使用日常使用的护肤品进行护肤。

※ 建议每周使用1~2次左右。

高安全性的Mg(镁)


镁本来就是人体所含有的微量元素,不易引起过敏,可以说是最适合接触人体的金属。就性质来说的话,能与水产生化学反应,生成氢氧化镁和氢气,从而去除皮肤中的活性氧,提高抗酸化能力。




使用 Mg LUNA PATCH 渗透率UP ※



使用高保湿·高贴合的生物纤维素



生物纤维素是以椰子水为主成分,经由培养发酵做成的植物由来面膜纸。纳米级别的极细纤维有很好的锁水性和贴合度,可以说是让美容成分更好地渗透到肌肤的材质。宛如椰果般的触感,能与肌肤紧密贴合。



100%来自椰子的极细纤维,跟一般的无纺布相比,光滑有弹性更容易与肌肤贴合。不会让水分蒸发 保湿效果更好。

※ 跟自社产品相比



POINT

嘴角也可以使用。可沿着法令纹贴上使用。

产 品 名 DR ELLEMIS Liftre
 号 CL-EP-990
 别 家用EMS
 尺 寸 W约641×D约47×H约300mm
 (主机 / 硅胶面罩组合时)
 重 量 约137g
 (主机 / 硅胶面罩组合时)
 电 源 AC100-240V
 频 率 50/60Hz
 材 质 主机 / ABS、不锈钢、硅胶
 价 格 19,800日元(含税)



Liftre®



20年的提拉技术所研发的可穿戴EMS「Liftre」

20年来致力于美容仪器的开发的 COULEUR-LABO 从感性工学的视点出发开发了能锻炼「微笑」和「表情」的可穿戴EMS。在日常使用口罩的现在，有效刺激和锻炼衰老的表情肌。

原因可能是「表情肌的衰弱」!?

实际上，脸颊和眼下的下垂，法令纹，双下巴产生的最大的原因是脸部肌肉的下垂。「表情肌」上的脂肪失去了支撑力，加上重力的影响会不断下垂。



美容沙龙「美丽的秘密」

不论是睁眼的状态还是表情本身都能得到改善

带着口罩的生活的烦恼之一就是「法令纹变深」。对脸部线条有困扰的人很明显没有使用到脸部的肌肉，对脸部的肌肉进行刺激非常重要。

小脸改善师 圆部宏美

放松・锻炼两种模式

想要提拉紧致的话放松脸部的僵硬的肌肉刺激提拉非常重要。优选两种模式有效对表情肌进行刺激。



像美容院的护理般柔和的刺激



像是做面部运动般深度刺激




「笑脸」和「表情」的专家进行了监修。

早稻田大学
人类综合研修中心招聘研究员

菅原彻 博士

从脸颊部进行锻炼的表情肌网络



表情肌像网一般相互连接，以脸颊为中心进行刺激的话「笑肌」「颊肌」「大颊骨肌」「小颊骨肌」都能得到有效刺激。

解放双手简单护理

无需手持，可在空闲的时间随时进行护理。致力于能长时间坚持下来的简便操作。



在家办公时



玩手机时



※主机为生活防水IPX5在浴室也能进行使用。

可以实现从基础护肤到妆前的多功能产品


随着年龄的增加会逐渐为「干燥」感到烦恼。这是一支在忙碌的早晨也能轻松护肤的多功能凝胶。保湿，滋润*，方便使用，带给您有光泽和透明感的皮肤。

※到达角质层

致力于柔和护肤的7种无添加

合成表面活性剂 · 合成香料 · 色素 · 矿物油
动物性油 · 酒精 · 防腐剂（对羟基苯甲酸酯）

独具魅力的保湿成分



Sacran
(蓝藻多糖成分)

保湿力是玻尿酸的10倍的天然由来材料。独有的高保皮肤膜防止干燥，调整纹理。



3种神经酰胺



加水分解
蜂王浆



芦荟叶精华



葵花籽油

MOISTURE PROTECT GEL



产 品 名 DR ELLEMIS MOISTURE PROTECT GEL
型 号 CL-BE-MPG70
容 量 约 70ml
价 格 2,750日元(含税)

SLIMPAD


ALL IN ONE
MOISTURE GEL



产 品 名 SLIMPAD ALL IN ONE MOISTURE GEL
型 号 CL-EP-AMG200
容 量 约200ml
价 格 3,960日元(含税)

配合100%国产人体干细胞培养液

含有人体干细胞培养液的生长因子，可以将细胞活性化。促进细胞再生，从根源上实现护肤。本产品使用了无血清纯国产脂肪由来的人体干细胞培养液，实现了医疗级高品质和对人体的安全性。



可以作为美容仪器通用的导电凝胶

取适量凝胶涂抹在干净的面部整体。用您身边的美容仪器进行护理。仪器的导电较差的话，可以追加涂抹凝胶。

对肌肤进行保湿的同时
美颜仪的导电UP!

因为是不容易滴落的质地，可以跟有提升效果的美颜仪搭配起来使用。



Couleur

L A B O

社交媒体



LABO channel

使用方法等视频公开中!



@couleurlabo

产品, 美容的信息,
还有礼品活动!



使用安全警告

※使用前必须仔细确认说明书, 进行正确的使用。

※此产品册上的产品为家庭用产品。身体状况不好, 皮肤和身体有异常时请勿使用。

请协助电池的
回收再生



产品使用的锂电池是可回收再生的贵重资源。请在使用完毕废弃之时, 交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。取出电池需要专业的知识, 请咨询购买产品的店铺, 或者售后服务中心, 不要自行进行拆解。

对产品有意见, 建议或者不明之处还请联系我们。

TEL : +81(0)3-5550-7181
Mail : international@couleur-labo.co.jp
Contact Person : DEN

<https://www.couleur-labo.co.jp/ch/>



营业时间 周一到周五 10:00~17:00
(节假日除外)

Memo

Couleur-labo Co., Ltd

3F/SPP GINZA BUILDING, 2-4-9, GINZA,
CHUO-KU, TOKYO 1040061 JAPAN
TEL : +81(0)3-5550-7181
FAX : +81(0)3-5550-5051
Mail: international@couleur-labo.co.jp

- 对本产品册内容如有疑问, 请咨询购买的店铺。
- 此产品册的内容会在无告知的情况下进行变更。
- 因为是印刷品, 颜色可能会跟实物有差别。
- 商品附带保修卡, 请妥善保管。
- 本产品册的内容, 是2022年9月更新的内容。

CONFIDENTIAL